



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTRUZIONI DI PRELIEVO

- Lo scopo del test è di rilevare l'eventuale presenza di sangue, non visibile ad occhio nudo, nelle feci
- Non è necessario praticare alcuna particolare dieta prima del test
- Non eseguire il test durante il periodo mestruale, né mentre si è affetti da emorroidi
- Evitare di contaminare le feci con le urine
- Si consiglia di disporre uno strato di carta igienica all'interno del W.C. in modo da trattenere le feci per il tempo necessario ad eseguire il prelievo
- Seguire attentamente le istruzioni indicate a tergo
- **NON INGERIRE.** Qualora il liquido entri in contatto con occhi, bocca e pelle sciacquare accuratamente con acqua e, se necessario, consultare un medico



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTRUZIONI DI PRELIEVO

1

Svitare ed estrarre il tappo VERDE dal tubo



L'etichetta deve rimanere dove applicata dal farmacista senza subire alterazioni o essere sporcata




2

Strisciare l'asticella sopra le feci più volte in orizzontale e verticale



Serve pochissimo materiale non riempire il flacone



3

Inserire l'asticella nel tubo, premere fino a bloccarla, agitare ed inserire il flacone nel sacchetto



Conservare in frigorifero fino alla consegna, da effettuare entro 24 ore dal prelievo